

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

your natural care **Aimea Mesoroller**

Мезороллер

Небольшой валик на ручке, на котором закреплено 540 микроигл, сделанных из сплава медицинских стали с добавлением различных драгоценных металлов: титан, золото или платина.

СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА:

Изделие в виде валика с микроиглами длиной 0,5 мм на пластмассовой ручке. Коробка с мезороллером.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Мезороллер с длиной игл 0,5 мм используют для борьбы с мелкими дефектами кожи, рубцами от угревой сыпи, мелкими морщинами и пигментацией. В домашних условиях мезороллеры рекомендуется применять для усиления эффекта специальных косметических средств.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Повреждения в области применения, воспалительные процессы, аллергическая реакция, открытые раны.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ:

При первом применении мезороллера возможны легкие болевые ощущения.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ:

Наружно: Один курс использования мезороллера составляет 10 процедур, которые надо проводить не чаще 2 раз в неделю. Перед применением необходимо дезинфицировать мезороллер. Для этого опустите его в небольшую емкость с хлоргексидином или любым другим неспиртовым дезинфицирующим средством на несколько минут. После этого встряхните прибор для того, чтобы удалить остатки дезинфицирующего средства. Положите мезороллер так, чтобы иглолки не контактировали с другими поверхностями, до полного высыхания. Не используйте мезороллер, на котором имеются остатки дезинфицирующего средства. Подготовьте вашу кожу к использованию мезороллера — она должна быть чистой и сухой. Разделите область обработки на более мелкие зоны: лоб, нос, щеки, область вокруг рта, шея, область декольте. Выберите зону и нанесите небольшое количество специального косметического средства на выбранную область. Затем переходите к другой зоне. Проведите мезороллером по выбранной области горизонтально, вертикально и по диагонали по 10 раз с легким надавливанием. Обработайте таким образом каждую зону. При необходимости возможно повторное применение выбранного Вами косметического средства. После применения мезороллера рекомендуется дополнительное нанесение питательного крема с SPF-фактором. После процедуры необходимо повторно продезинфицировать мезороллер. Опустите его в небольшую емкость с хлоргексидином или любым другим неспиртовым дезинфицирующим средством на 15-20 минут. Затем положите мезороллер так, чтобы его иглы не контактировали другими поверхностями до полного высыхания.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Мезороллер предназначен для индивидуального применения! Не забывайте дезинфицировать мезороллер до и после использования.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

В сухом, прохладном, проветриваемом месте. Держите подальше от детей.

СРОК ГОДНОСТИ:

3 года.

При активном использовании мезороллер рассчитан на 15-20 процедур, это примерно 2-3 месяца использования.

Свидетельство о государственной регистрации № РОСС GB. АГ32. Н00014
От 24.02.2012

ПРОИЗВЕДЕНО ПО ЗАКАЗУ ALMEA LTD.
2nd Floor Queens House, 180 Tottenham Court Road
London W1T 7PD, UK

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Sichuan Weilong Pharmaceutical Co., Ltd.
Economy Development Zone, Southwest Aeronautic Port, Shuangliu County,
Chengdu City, Sichuan Province, P.R.China.

ПОСТАВЩИК:

ООО «Алмеа Ритейл», 191014, Россия, Санкт-Петербург, Басков переулок, дом 27, литера А, пом. 18-Н, www.xcare.ru